




2015/08版

如何採取糞便檢體

1. 採便棒的準備

請在採便棒及綠色外袋上寫下姓名、採便日。小心的轉開上蓋並拉出採便棒。





2. 排便前準備

準備數張衛生紙並鋪好，以避免採便汙染。




3. 採集糞便

來回刮取糞便2~3回，以填滿前端凹洞。



4. 插回採便棒

慢慢地小心的將採便棒插回，並將上蓋旋緊。



請勿重覆打開採便棒
避免導致錯誤的結果。

5. 儲存

將採便棒裝入綠色外袋並保存於
2-8℃冷藏，盡快送檢分析。

注意

為了確保測試的準確性，
請盡可能的避光並遠離高溫。