





















一般採血試管：編號 01~20














		
<p>01. 2.7 mL 淺藍頭管 (3.2% buffered sodium citrate)</p>	<p>02. 5 mL 黃頭管 (Serum separator tube II)</p>	<p>03. 4.5 mL 綠頭管 (Lithium Heparin)</p>
		
<p>04. 紫頭管 (K₂ EDTA)</p>	<p>06. 灰頭管 (FE Sodium Fluoride/K₃ EDTA)</p>	<p>07. 6 mL 紫頭管 (K₂ EDTA tube)</p>
		
<p>08. A-line 針筒</p>	<p>09. 3 mL 綠頭管(無分離膠) (Lithium Heparin)</p>	<p>10. 1.8 mL 淺藍頭管 (3.2% buffered sodium citrate)</p>
		
<p>12. 微量綠頭管 (Lithium Heparin)</p>	<p>13. 微量紫頭管 (K₂ EDTA)</p>	<p>14. 珍珠白蓋頭 (K₂ EDTA)</p>
	 <p>Quantiferon專用採血管(QFT Plus tube) 採檢順序：灰頭→綠頭→黃頭→紫頭</p>	
<p>15. ACD 管 (ACD Solution A)</p>	<p>16. Quantiferon 專用採血管 (QFT Plus tube)</p>	















尿液、糞便、精液採檢容器：編號 21~30










		
<p>21. 10 mL 尖底管</p>	<p>22. 一般糞便收集瓶</p>	<p>23. 化學潛血糞便收集瓶</p>
		<p>請洽檢驗醫學部</p>
<p>25. 蟯蟲專用貼片</p>	<p>26. 萬用收集盒</p>	<p>28. 專用試管(冰浴傳送)</p>
		
<p>30. 免疫法採便容器</p>		

細菌病毒培養容器：編號 31~60

		
<p>31. 一般血瓶套組(藍+紫)</p>	<p>32. 樹脂顆粒血瓶套組(綠+橘)</p>	<p>33. 小兒培養血瓶(黃)</p>
		
<p>34. 樹脂顆粒需氧血瓶(綠)</p>	<p>35. 50 mL 無菌試管</p>	<p>36. 15 mL 無菌試管</p>

		
<p>37. 嗜氧拭子</p>	<p>39. Campylobacter 拭子</p>	<p>41. 細胞採檢刷及保存液</p>
		
<p>43. 病毒咽喉/直腸拭子</p>	<p>44. CLO 培養皿</p>	<p>45. 巧克力培養基</p>
<p>請洽檢驗醫學部</p>	<p>請洽檢驗醫學部</p>	
<p>46. 抹片</p>	<p>47. 針筒</p>	<p>48. 蓄痰盒</p>
		
<p>49. 病毒拭子/傳送管</p>	<p>50. 分枝桿菌血瓶(紅)</p>	<p>51. Thayer-Martin 培養基</p>
		
<p>52. IMA 培養皿</p>	<p>53. 螺旋線頭管</p>	<p>54. CDC agar plate</p>

		
55. LJ medium	56. 血小板培養專用血瓶	
		
59. 呼吸道腺病毒採檢棒	60. 白頭鼻咽拭子	66. 白頭塑膠管
重金屬檢驗試管：編號 61~65		
		
61. 紫標籤深藍頭管 (K ₂ EDTA)	64. 15mL 無重金屬殘留離心管	65. 紅標籤深藍頭管 (No additive)
其它類容器：編號 71~		
		
71. 血液抹片袋	72. 骨髓抹片袋	73. 新生兒篩檢專用濾紙
		
74. 黑頭無菌玻璃管	75. 立寶紅蓋檢體瓶	76. 立寶綠蓋檢體瓶

	 <p>替代採檢容器</p>	
<p>77. 立寶糞便採檢瓶</p>	<p>78. 雙頭採檢棒</p>	<p>79. 糞便採檢棒及保存液套組</p>
		
<p>80. 幽門螺旋桿菌採集套組</p>	<p>81. RP 拭子/保存液</p>	<p>82. 立寶採檢刷</p>
		
<p>83. 新冠抗原採檢套組</p>	<p>85. 尼龍植絨拭子</p>	<p>86. 亞培多重檢體收集套組</p>