











檢體容器










一般採血試管：編號 01~20		
		
01. 2.7 mL 淺藍頭管 (3.2% buffered sodium citrate)	02. 5 mL 黃頭管 (Serum separator tube II)	03. 4.5 mL 綠頭管 (Lithium Heparin)
		
04. 紫頭管 (K ₂ EDTA)	06. 灰頭管 (FE Sodium Fluoride/K ₃ EDTA)	07. 6 mL 紫頭管 (K ₂ EDTA tube)
		
08. A-line 針筒	09. 3 mL 綠頭管(無分離膠) (Lithium Heparin)	10. 1.8 mL 淺藍頭管 (3.2% buffered sodium citrate)
		
12. 微量綠頭管 (Lithium Heparin)	13. 微量紫頭管 (K ₂ EDTA)	14. 珍珠白蓋頭 (K ₂ EDTA)
	 <small>Quantiferon 專用採血管(QFT Plus tube) 採檢順序：灰頭→綠頭→黃頭→紫頭</small>	
15. ACD 管 (ACD Solution A)	16. Quantiferon 專用採血管 (QFT Plus tube)	

尿液、糞便、精液採檢容器：編號 21~30		
		
21. 10 mL 尖底管	22. 一般糞便收集瓶	23. 化學潛血糞便收集瓶
		請洽檢驗醫學部
25. 蟯蟲專用貼片	26. 萬用收集盒	28. 專用試管(冰浴傳送)
		
30. 免疫法採便容器		
細菌病毒培養容器：編號 31~60		
		
31. 一般血瓶套組(藍+紫)	32. 樹脂顆粒血瓶套組(綠+橘)	33. 小兒培養血瓶(黃)
		
34. 樹脂顆粒需氧血瓶(綠)	35. 50 mL 無菌試管	36. 15 mL 無菌試管

		
37. 嗜氧拭子	39. Campylobacter 拭子	41. 細胞採檢刷及保存液
		
43. 病毒咽喉/直腸拭子	44. CLO 培養皿	45. 巧克力培養基
請洽檢驗醫學部	請洽檢驗醫學部	
46. 抹片	47. 針筒	48. 舊痰盒
		
49. 病毒拭子/傳送管	50. 分枝桿菌血瓶(紅)	51. Thayer-Martin 培養基
		
52. IMA 培養皿	53. 螺旋綠頭管	54. CDC agar plate

		
55. LJ medium	56. 血小板培養專用血瓶	
		
59. 呼吸道腺病毒採檢棒	60. 白頭鼻咽拭子	66. 白頭塑膠管
重金屬檢驗試管：編號 61~65		
		
61. 紫標籤深藍頭管 (K ₂ EDTA)	64. 15mL 無重金屬殘留離心管	65. 紅標籤深藍頭管 (No additive)
其它類容器：編號 71~		
		
71. 血液抹片袋	72. 骨髓抹片袋	73. 新生兒篩檢專用濾紙

		
74. 黑頭無菌玻璃管	75. 立寶紅蓋檢體瓶	76. 立寶綠蓋檢體瓶

		
77. 立寶糞便採檢瓶	78. 雙頭採檢棒	79. 糞便採檢棒及保存液套組
		
80. 幽門螺旋桿菌採集套組	81. RP 拭子/保存液	82. 立寶採檢刷
		
83. 新冠抗原採檢套組	85. 尼龍植絨拭子	86. 亞培多重檢體收集套組

		
<p>87. 流感抗原專用拭子</p>	<p>88. 毛細管</p>	

