

一般採血試管：編號 01~20


		
<p>01. 2.7 mL 淺藍頭管 (3.2% buffered sodium citrate)</p>	<p>02. 5 mL 黃頭管 (Serum separator tube II)</p>	<p>03. 4.5 mL 綠頭管 (Lithium Heparin)</p>
		
<p>04. 紫頭管 (K₂ EDTA)</p>	<p>06. 灰頭管 (FE Sodium Fluoride/K₃ EDTA)</p>	<p>07. 6 mL 紫頭管 (K₂ EDTA tube)</p>
		
<p>08. A-line 針筒</p>	<p>09. 3 mL 綠頭管(無分離膠) (Lithium Heparin)</p>	<p>10. 1.8 mL 淺藍頭管 (3.2% buffered sodium citrate)</p>
		
<p>12. 微量綠頭管 (Lithium Heparin)</p>	<p>13. 微量紫頭管 (K₂ EDTA)</p>	<p>14. 珍珠白蓋頭 (K₂ EDTA)</p>
		
<p>15. ACD 管 (ACD Solution A)</p>	<p>16. Quantiferon 專用採血管 (QFT tube)</p>	


尿液、糞便、精液採檢容器：編號 21~30

		
<p>21. 10 mL 尖底管</p>	<p>22. 一般糞便收集瓶</p>	<p>23. 化學潛血糞便收集瓶</p>
		<p>請洽檢驗醫學部</p>
<p>25. 蟯蟲專用貼片</p>	<p>26. 萬用收集盒</p>	<p>28. 專用試管(冰浴傳送)</p>
		
<p>30. 白頭免疫法採便容器</p>		

細菌病毒培養容器：編號 31~60

		
<p>31. 一般血瓶套組(藍+紫)</p>	<p>32. 樹脂顆粒血瓶套組(綠+橘)</p>	<p>33. 小兒培養血瓶(黃)</p>
		
<p>34. 樹脂顆粒需氧血瓶(綠)</p>	<p>35. 50 mL 無菌試管</p>	<p>36. 15 mL 無菌試管</p>

		
<p>37. 嗜氧拭子</p>	<p>39. Campylobacter 拭子</p>	<p>41. 細胞採檢刷及保存液</p>
		
<p>42. 紅頭塑膠管</p>	<p>43. 病毒咽喉/直腸拭子</p>	<p>44. CLO 培養皿</p>
	<p>請洽檢驗醫學部</p>	<p>請洽檢驗醫學部</p>
<p>45. 巧克力培養基</p>	<p>46. 抹片</p>	<p>47. 針筒</p>
		
<p>48. 蓄痰盒</p>	<p>49. 病毒拭子/傳送管</p>	<p>50. 分枝桿菌血瓶(紅)</p>
		
<p>51. Thayer-Martin 培養基</p>	<p>52. IMA 培養皿</p>	<p>53. 螺旋綠頭管</p>

		
54. CDC agar plate	55. LJ medium	56. 血小板培養專用血瓶
		
58. A 型鏈球菌採檢套組	59. 呼吸道腺病毒採檢棒	60. 白頭鼻咽拭子
重金屬檢驗試管：編號 61~65		
		
61. 紫標籤深藍頭管 (K ₂ EDTA)	64. 重金屬專用 HST 試管	65. 紅標籤深藍頭管 (No additive)
其它類容器：編號 71~		
		
71. 血液抹片袋	72. 骨髓抹片袋	73. 新生兒篩檢專用濾紙
		
74. 黑頭無菌玻璃管	75. 立寶紅蓋檢體瓶	76. 立寶綠蓋檢體瓶



77. 立寶糞便採檢瓶



78. 雙頭採檢棒



79. 糞便採檢棒及保存液套組